

SPEZIFIKATION SPECIFICATION

NetFix[®] for PAG**Kat.Nr./Cat.No. : 42775**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Größe (mm) size		265 x 125
Anwendungstest tested for use	Haftungstest adhesion test	entspricht corresponds

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.