

# SPEZIFIKATION SPECIFICATION

---

**GEL-FIX® for PAG****Kat.Nr./Cat.No. :****42966**

---

**Parameter**  
parameter**Methode**  
method**Spezifikation**  
specification**Beschreibung**

description

klare, farblose Haftfolie  
aus Polyester  
clear, colorless polyester  
sheet**Größe**  
size

50m x 125mm

**Dicke (mm)**  
thickness

0.18

**Anwendung**  
applicationzum Gießen von Polyacrylamidgelen  
for casting of polyacrylamide gels

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**

**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

---

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**

This report has been computer generated and does not contain a signature.