

SPEZIFIKATION

SPECIFICATION

GEL-FIX[®] for Covers**Kat.Nr./Cat.No. :****42995**

Parameter
parameter**Spezifikation**
specification**Beschreibung**

description

klare, farblose Folien aus Polyester; auf beiden Seiten mit einer hydrophilen Schicht überzogen
clear, colorless polyester sheets; hydrophilic layer to prevent from adhesion**Größe (mm)**

size

280 x 125

Dicke (mm)

thickness

0.075

Anwendung

application

zum Abdecken von Gelen
for covering gel surfaces**Lagerung (°C)**

storage

+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.