

**S P E Z I F I K A T I O N**  
**S P E C I F I C A T I O N**

---

**Polymyxin B sulfat lyophil.** **Kat.Nr./Cat.No. :** **47976**  
**Polymyxin B sulfate**

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		weißes Pulver white powder
<b>Test auf Identität</b> test on identification	TLC	entspricht corresponds
<b>Mikrobiologische Wirksamkeit (U/mg)</b> potency	getrocknet dried	min. 6 500
<b>(<math>\alpha</math>)D/20°C</b>	getrocknet/ dried	-78° bis/to -90°
<b>Wasser (%)</b> water	Trocknungsverlust loss on drying	max. 7
<b>Sulfatasche (%)</b> sulfated ash		max. 2.5
<b>pH</b>	2% in H <sub>2</sub> O	5.0 - 7.5
<b>Schwermetalle (ppm)</b> heavy metals		max. 50
<b>Lagerung (°C)</b> storage	+15 bis/ to +30	

**Nicht zur Injektion.**  
Not for parental use.

<p><b>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.</b> <b>Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.</b> We do not guarantee that the product can be used for a special application. This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.</p>
---

---

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
This report has been computer generated and does not contain a signature.