


サンプル
あります！

高い強度の国産ハイブリダイゼーション用バック

ハイブリ・バック

特 長

- 2種のフィルムを1枚にした複合フィルム使用しており、高い強度を誇ります。
- 軽くヒートシールすることにより容易にシーリングできます。
- 非特異な吸着反応がありません（ノンパウダー商品）。
- 透明性が良く表面が平滑です。
- お求めやすい低価格です。
- ハイブリバック・ハード：0℃～+120℃、
ハイブリバック・ソフト：0℃～+80℃ で使用できます。
- ソフトタイプは、袋の外表面材質が軟らかく、気泡のぬけが良くなっています
- ハードタイプはオートクレープでの使用実績があります。
- 片面ライン入りタイプ（品番 S-1002）はハイブリバック・ハードとしての仕様
はそのままに、切り抜きしやすいように 1cm 間隔の罫線が入っています。



仕 様

		S-1001	S-1002	S-1021
		ハード	ハード（ライン入り）	ソフト
材質	内 側	ポリプロピレン		ポリエチレン
	外 側	ナイロン		
寸 法		200×300(mm)		

コスモ・バイオ株式会社 メーカー略号：SE

品名	品番	包装	希望販売価格
ハイブリバック・ハード（ライン入り、1cmグリッド）	S-1002	50枚入り	¥2,500
ハイブリバック・ハード	S-1001	50枚入り	¥2,500
ハイブリバック・ソフト	S-1021	50枚入り	¥2,500

お願い および 注意事項

- 希望販売価格 … 「希望販売価格」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。
記載の希望販売価格は2014年3月1日現在の希望販売価格です。
予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。消費税は含まれておりません。
- 使 用 範 囲 … 記載の商品は全て、「研究用機器」です。
人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

取扱店



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部（お問い合わせ）
TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619
TEL : (03) 5632-9620

(12018)