



TEFCO
Electrophoresis Cell

TFC
03-101

TEFCO
電気泳動槽

Model STC-808 Model STB-8


- 30秒で組立て完了
- 高い安全性
- 並列または直列に接続可
- 高い物理的・化学的耐性
- バッファー漏れ無し



新発売

TEFCO

Model STC-808



●30秒で組立て完了

独特な形状をした2ヶのクサビの使用により、ゲルカセットの泳動槽への組込みが容易です。

●高い安全性

リッド(蓋)を下部バッファ槽から取り放すと電気回路が切れる安全な構造です。

●並列または直列に接続可


安全性の高い独特な構造をした接続ケーブル・ジャックの使用により、並列または直列に電源と接続することで複数のセルを同じ定電圧あるいは定電流にて泳動することができます。

●高い物理的・化学的耐性

ポリカーボネイト製の一体射出成型品のため物理的強度・耐アルコール性が優れています。

●バッファ槽漏れなし

Model Set



カタログ番号	品名(モデル名)	希望価格
03-101	セーフティー・セル・ミニ STC-808	¥ 80,000
03-150	セーフティー・プロットティングセル・ミニ STB-8	¥ 93,000
03-151	セーフティー・プロットティングユニット・ミニ	¥ 50,000
03-102	セーフティー・セル・ミニセット STC-808 & プロットティングユニット	¥120,000

※価格には、消費税は含まれていません。

※仕様および価格は、1993年6月現在のもので予告なく変更することがあります。